



- [illegible]

POZNÁMKA

Všechny míry jsou v mm od čisté zdi nebo podlahy. Dodržte kóty, dimenze a rozteče! Provedení instalace v ostatních nezdraztovinických prostorách se řeší dle příslušné ČSN. Požadavky v místnostech pro lékařské účely řeší ČSN 33 2000-7-710. Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán skupinou dle ČSN 33 2000-7-710, která je uvedena v šestihúhelníku u názvu místnosti.

MONTÁŽNÍ VÝKRESY

Položka č.	Montážní výkres
TP-2105	- místnost č. N2.012 až N2.021 - Vyšetřovací světlo jednozdrojové stropní
TP-5255	- místnost č. N2.035 - Vylachovač a dezinfektor podložních mis
TP-6702	- místnost č. N2.028 - Panel sprchový s dezinfekcí s WC mísou

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU DŘEZY PŘIPOJENY STANDARDNÍM ZPŮSOBEM

PŘÍLOHA VÝKRESU

100	Technická zpráva
101	Seznam vrtního vybavení po místnostech
102	Sumář vrtního vybavení
107	Montážní výkresy

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize
01	30.10.18	Václavík		Úprava datových a el. vývodů (zásuvek) v rámci lůžkových pokojů ARO.
02	02/2021	Václavík		Revize DPS - užitelské změny

[illegible]