

Vysvětlení dokumentace k veřejné zakázce: „„Albertinum Žamberk – pořízení RHB vybavení pro pneumologickou a fyziologickou následnou péči“, část 2g“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk.

Dotaz č. 1.:

Jako zájemce o účast ve výběrovém řízení s názvem Alber□num Žamberk – pořízení RHB vybavení pro pneumologickou a □izeologickou následnou péči Vám touto cestou zasílám dotazy k čás□ 1a. Předmětem této čás□ zakázky je přístrojové vybavení, jehož technická specifikace a popis funkcí je stanoven jen základním popisem bez bližší definice příslušenství. Při takto aktuálně stanovených požadavcích může dojít k situaci, kdy zadavatel pořídí přístrojové vybavení, které nebude plně vyhovovat jeho medicínským potřebám a může nastat situace, že zadavatel bude následně potřebovat dokupovat různé příslušenství.

Z výše uvedených důvodů zasílám návrh na úpravu technických požadavků, kde uvádíme takový popis přístrojů, který je obvykle pro daný typ zdravotnického zařízení pořizován jako vhodný a vyhovující.

Bude zadavatel požadovat položky předmětu plnění minimálně v této konfiguraci?

1. MOTOMED 2 ks

Léčebný pohybový přístroj určený k rehabilitaci na vozíku pro DK a HK

elektromotorický přístroj pro pasivní, asis□vní nebo ak□vní trénink úplně nebo částečně imobilních pacientů; stabilní celoodcelová konstrukce přístroje včetně dezinfikovatelných ocelových bezpečnostních chodidlových podložek umožňuje procvičení horních a dolních konče□n přístroj je určen pro: pro opětovné vytváření, obnovování pohybových schopnos□, a posilování zbytkových sil svalů

Ovládání přístroje: pomocí ovladače s dotykovým displejem jednoduché intuit□vní ovládání

Parametry nastavení:

počet otáček motoru při pasivním tréninku od 0 do min. 60 otáček za minutu

brzdny odpor pro ak□vní práci svalů min. 1-20 jemných stupňů (od zcela lehkého až po zcela těžký doba cvičení je nastavitelná buď min. v rozsahu od 0 do 120 minut, nebo na trvalý provoz nezávislé nastavení rychlos□ a síly motoru.

znázornění symetrie

mo□vační program, přednastavené programy terapie

programy terapie - specifický trénink dle typu nemoci

automa□cká detekce vystřelující křeče s následným

zastavením přístroje a uvolnění opačným směrem

program pro využi□ zbytkových sil svalů "servo cvičení"

výškové nastavení chodidlových podložek a trenažéru paží pomocí plynové pružiny
možnost softwareového upgradu na aktuální lepší verzi nebo verzi "parkinson" pomocí usb
kompletně desinfikovatelná konstrukce (PC/ABS)

Příslušenství:

Podložky pro dolní část paží s manžetou

lýtkové opěrky

fixace nártů v podložce

pojistka pro převrhnutí vozíku

2. MOTOMED 2 ks

Léčebný pohybový přístroj určený k rehabilitaci z lůžka pro DK a HK

elektromotorický přístroj pro pasivní, asistivní nebo aktivní trénink úplně nebo částečně imobilních pacientů; stabilní celoodcelová pojízdná konstrukce přístroje včetně bezpečnostních chodidlových podložek komplet desinfikovatelná konstrukce díky (PC/ABS)

výškové nastavení pomocí plynové pružiny

vybaveno roztažným podvozkem

procvičení dolních a horních končetin

možnost pozice ze 3 stran postele, bez nutnosti fixace k lůžku

možnost nastavení ohybu kolen-přiblížení/oddálení motoru od pacienta

odnímatelný ovládací panel

Možnost dodání v dětské verzi

přístroj je určen pro: pro opětovné vytváření pohybových schopností, k prevenci výskytu kontraktur, proleženin, trombóz a posilování zbytkových sil svalů

Ovládání přístroje: pomocí ovladače s dotykovým displejem

jednoduché intuitivní ovládání

Parametry nastavení:

počet otáček motoru při pasivním tréninku od 0 do min. 60 otáček za minutu

brzdový odpor pro aktivní práci svalů min. 1-20 jemných stupňů od zcela lehkého až po zcela těžký

doba cvičení je nastavitelná buď min. v rozsahu od 0 do 120 minut, nebo na trvalý provoz

nezávislé nastavení rychlosti a síly motoru.

znázornění symetrie dolních i horních končetin

motivační program

programy terapie - specifický trénink dle typu nemoci

automatická detekce vystřelující křeče s následným

zastavením přístroje a uvolnění opačným směrem

program pro využití zbytkových sil svalů "servo cvičení"

Příslušenství

Ocelové-dezinfikovatelné chodidlové bezpečnostní podložky

Rychlá fixace chodidel do chodidlové podložky

lýtkové podložky na odlehčení nohou včetně ramena

Dezinfikovatelná úprava fixačních pásek

Vyměnitelné podložky pod ruce s fixačními pásky - rychlá výměna

Roztažné pojízdné zařízení vč. fixačního systému k podlaze

Sériový port akční

Dokovací stanice k odnímatelnému ovládacímu panelu

3. Minirotoped 2 ks

Minirotoped vhodný pro rehabilitaci či jako udržovací pomůcka. Kompaktní model s manuálním ovládáním zátěže, vhodný pro nenáročná kondiční cvičení.

Technický popis:

kompaktní rotoped s manuálním ovládáním zátěže a plynulou regulací zátěže kolečkem

konstrukce je skládací

Zobrazované parametry na počítači: čas cvičení, otáčky za minutu, celkový počet záběrů, spotřebu kalorií

Pedály jsou vybaveny gumovými pásky

rozměry po sestavení: cca 42 x 51 x 25 cm

4. RECUMBENT 3 ks

Sedací magnetický rotoped, manuální nastavení zátěže, polohovatelný sedák, opěrka zad.

Technická specifikace

Mechanika:

Kvalitní rámová konstrukce s nosností min. 120 kg

Odolné, prémiové lakování pro dokonalý vzhled stroje

Kalibrovaný setrvačnický o hmotnosti cca 6 kg

šířka pedálů min. 210 mm

Kvalitní konstrukce a ložiska na šlapacím středu

Dlouhá životnost a zcela tichý chod.

Minimální nároky na údržbu díky jednoduché a důmyslné konstrukci stroje

Vyrovnávače nerovnosti podlahy na nožičkách stroje pro maximální stabilitu

Komfort a ergonomie

Nastavitelné rozsahy pro nastavení optimální polohy posedu pro drobné i vyšší postavy

Pohodlný, měkčený a tvarovaný sedák i pro delší sezení

Ergonomicky tvarovaná zádočná opěrka.

Bezpečné a jednoduché nastavení sedla dle výšky postavy pro pohodlný posed (rozsah vzdálenosti střed sedla > pedály je v rozsahu min. 70 až 100 cm)

Manuální regulace odporu od nuly do maxima prostřednictvím otočného regulátoru se stupnicí

Transportní kolečka

Součástí: Tréninkový počítač:

Přehledný LCD displej o velikosti min. 3,5" – vyobrazovat data o tréninku

Měřené údaje minimálně:

- čas, rychlost, počet otáček za minutu, ujetá vzdálenost, spálené kalorie, celková naakumulovaná vzdálenost

- Funkce SCAN: postupné zobrazování všech načítaných hodnot

- Tréninkové režimy: Manuální program, s možností nastavení doby tréninku, odpočtu zvoleného času, vzdálenosti, kalorií, nebo maximální tepové frekvence
- Snímání tepové frekvence přes dlaňové snímače na madlech stroje.
- Držák na tablet či smartphone

Ostatní parametry:

Rozměry stroje: (d x š x v): cca 145 x 65 x 115 cm

Rozměr základny stroje (d x š): cca 135 x 50 cm

Odpověď č. 1.:

Zadavatel děkuje tazateli za podnětný návrh, který však není možno v tuto chvíli, kdy probíhá zadávací lhůta veřejné zakázky, jakkoliv brát v úvahu a měnit podstatným způsobem zadání veřejné zakázky, což by mohlo mít právní dopady do konečného vyhodnocení veřejné zakázky.